



Otopina za punjenje, referentna, 3 M KCl s AgCl, 28 mL

Proizvod #:	2841700
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Dostupno	

Otopina za punjenje referentnog dijela elektrode, kalijev klorid (KCl) sa zasićenim AgCl, 3 M, boca od 28 mL

Specifikacije

Formula:	KCl 3M i AgCl zas.
Opis:	MTC301, PHC301, 5012T
Platforma:	Otopina
Solution Type:	Ponovno punjenje
Volument/ veličina paketa:	28 mL