




Be Right™



Otopina za punjenje, referentna, 2,44 M KCl, 59 mL

Proizvod #:	2965026
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna	

Otopina za punjenje referentnog dijela elektrode, kalijev klorid (KCl), 2,44 M, boca od 59 mL i čep s dozatorom

Specifikacije

Formula:	KCl 2.44M
Opis:	PHC281
Platforma:	Otopina
Solution Type:	Ponovno punjenje
Volumen/ veličina paketa:	59 mL