



Kivetni testovi za mjerenje indeksa permanganata 0,5 - 10 mg/L O₂ (KPKMn)

Proizvod #:

LCK394

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C (zaštita od svjetla)
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,5 - 10 mg/L O ₂
Naziv metode:	Permanganat
Opis:	Indeks permanganata (KPKMn)
Parametar:	KPKMn
Platforma:	LCK
Potrebna digestija:	Da
Standard method:	ISO 8467
Uređaj:	DR1900, DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000