



Kivetni test za anionske surfaktante 0,1-4,0 mg/L

Proizvod #:

LCK432

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Spremno za upotrebu, daje maksimalnu sigurnost, jednostavna upotreba, sustav za fotometrijsku provjeru i zaštita okoliša

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,1 - 4,0 mg/L
Naziv metode:	ISO 7875-1-2-1984, DIN 38409-H 23-1
Opis:	Sodium Dodecylbenzene Sulphonate
Parametar:	Surfaktanti, anionski
Platforma:	LCK
Standard method:	ISO 7875-1
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000