



Kivetni test za ortofostat 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P, 20 testova

Proizvod #:

LCK549

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Praktično rukovanje pravokutnim kivetama od 50 mm

Najviša razina preciznosti za analizu ultra niskog raspona koncentracija

Specifikacije

Broj testova:	20
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Mjerni rang:	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P
Naziv metode:	Fosfor molibden plava
Parametar:	Fosfat, orto
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000