



Be Right™



## KPK kivetni test za slanu vodu, 250-1000 mg/L O<sub>2</sub>, 25 testova

Proizvod #:

EUR Cijena:  
Dostupno

LCK1914

Kontaktirajte nas

Opasno po zdravlje



### LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Može se primjeniti na KPK testiranje s malim rasponom kod uzoraka vode s visokim koncentracijama klorida do 20 000 mg/L. Nije potrebna nikakva komplikirana prethodna obrada uzoraka! Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerena

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerena pomoću boja

### Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Mjerni rang:	250 - 1000 mg/L O <sub>2</sub>
Naziv metode:	Dikromat
Parametar:	KPK (za uzorce do 20000 mg/L klorida)
Platforma:	LCK
Potrebna digestija:	Da
Uredaj:	DR3900, DR6000, DR1900