



Chemkey reagensi za fluor (pakiranje od 25 komada)

Proizvod #: 9878000
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Nije prikazan datum isporuke

Chemkey za fluor za prijenosni paralelni analizator SL1000

Za određivanje razine fluora s pomoću metode Hach 10312

Manje varijabilnosti

Automatizacija i interna kontrola temperature čine čitav proces konzistentnim i ponovljivim, a istovremeno se primjenjuju isti procesi kao kod trenutnih Hach metoda. Izbjegavajte ručne korake koji mogu uvesti varijabilnost čak i kada ih obavljaju iskusni ispitivači.

Manje gnjavaže

Sve su kemikalije i procesi u potpunosti uklopljeni u Chemkey. Ne trebate rukovati jastučićima s reagensima u prahu niti staklenim epruvetama.

Specifikacije

Broj testova:	25
Mjerni rang:	0,10-4,0 mg/L F
Parametar:	Fluorid
Uređaj:	SL1000