



Protočna jedinica od 5 mm za NT3100 sc/NT3200 sc, Nitratax plus sc 5 mm, Uvas plus sc 5 mm

Proizvod #:

LZX867

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 1 tjedna

Specifikacije

Dimenzije (V x Š x D):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Duljina:	333 mm
Duljina kabla:	10 m
Duljina raspora:	2 mm
Masa:	3,6 kg
Materijal:	Kiveta za mjerenje: PVC;
	Brtnice uvodnica: PVDF;
	epruveta s uzorkom: PVC;
	Vijci: nehrđajući čelik;
	Brtnice: EPDM
Materijali u dodiru s vodom:	Kiveta za mjerenje: PVC;
	Brtnice: EPDM;
	Brtnice uvodnica: PVDF;
	Epruveta s uzorkom: PVC
Protok uzorka:	Min. 0,5 L/h
Radna temperatura:	2 - 40 °C (temperatura uzorka)
Rang tlaka:	Bez tlaka, otvoreni odvod
Temperatura uzorka:	2 – 40°C (35,6 – 104°F)
Ulaz uzorka:	Epruvete ID 4 mm / AD 6 mm
Volumen uzorka:	0,5 - 10 L