



FILTRAX Montaža na štap, 10cm podupirač, SS štap sa otvorom 2m

Proizvod #:

LZY714.99.43050

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Specifikacije

Duljina:	Štap: 2000 mm
Jezici uputa:	neverbalne korisničke upute
Masa:	Samo dio za podizanje: 5,5 kg
Materijal:	Mokri dijelovi: pole SS 1.4301; brtve EPDM; set vijaka SS.
Promjer:	40 mm
Uređaj:	prikladno za: FILTRAX; SIGMATAX .