



Montaža na štap FILTERSONDA/FILTRAX, 24cm podupirač, SS štap 2m

Proizvod #: LZY714.99.42020
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Specifikacije

Duljina:	Štap: 2000 mm
Jezici uputa:	neverbalne korisničke upute
Masa:	Samo dio za podizanje: 5,5 kg
Materijal:	Mokri dijelovi: pole SS 1.4301; brtve EPDM; set vijaka SS.
Promjer:	40 mm
Uređaj:	prikladno za: FILTERSONDA sc; FILTRAX; SIGMATAX .