



Be Right™



Standardna otopina amonijaka, 100 mg/L, 500 mL

Proizvod #: 2406549
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Standardne otopine za ionsku selektivnu elektrodu (ISE) za laboratorijske analize

ISE standardna otopina. Amonijak, 100 mg/L ± 2 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$. Boca od 500 mL

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja s ionskim selektivnim elektrodama (ISE) jest dobro održavanje i kalibracija ionske selektivne elektrode.

Pouzdana pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Koncentracija:	100 mg/L ± 2 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$
Opis:	Dušik - amonijak, standardna otopina, 100 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$, 500 mL
Package settings:	Boca
Parametar:	Amonij
Platforma:	Otopina
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 3 mjeseca
Razdoblje između servisa:	5 godina
Volument/ veličina paketa:	500 mL