



Be Right™



Jastučići s puferom u prahu, pH 4,01 označeni crvenom bojom, pakiranje od 250 kom

Proizvod #: 2226964
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Poziv za datum slanja

Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

pH pufer jastučići s prahom za kalibraciju pH elektrode. Svaki jastučić s prahom služi za pripremu 50 mL svježe pufer otopine. Označeno bojom radi lakše identifikacije (crveno). pH je $4,01 \pm 0,02$ pri 25 °C. Pakiranje od 250 jastučića s prahom

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

Pouzdana pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Da
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Jastučići s prahom
Parametar:	pH
pH vrijednost-i:	$4,01 \pm 0,02$ pH pri 25 °C
Posebne napomene:	Pripremljenu otopinu bacite nakon upotrebe
Razdoblje između servisa:	24 mjeseca
Volument/ veličina paketa:	250 kom