



Be Right™



Jastučići s puferom u prahu, pH 4,01 označeno crvenom bojom, pakiranje od 15 komada

Proizvod #:

2226995

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna

Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

pH pufer jastučići s prahom za kalibraciju pH elektrode. Svaki jastučić s prahom služi za pripremu 50 mL svježe pufer otopine. Označeno bojom radi lakše identifikacije (crveno). pH je $4,01 \pm 0,02$ pri 25°C . Pakiranje od 15 jastučića s prahom

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerjenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s assortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerjenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

Pouzdano pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja: 10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)

Kodirani po boji?: Da

NIST sljedivo: Da

Opis: pH pufer reagens za kalibraciju

Package settings: Jastučići s prahom

pH vrijednost-i: $4,01 \pm 0,02$ pH pri 25°C

Posebne napomene: Pripremljenu otopinu bacite nakon upotrebe

Volumen/ veličina paketa: 15 komada