



Be Right™



## Jastučići s puferom u prahu, pH 4,01 označeno crvenom bojom, pakiranje od 15 komada

Proizvod #:

2226995

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



### Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

pH pufer jastučići s prahom za kalibraciju pH elektrode. Svaki jastučić s prahom služi za pripremu 50 mL svježe pufer otopine. Označeno bojom radi lakše identifikacije (crveno). pH je 4,01 ±0,02 pri 25 °C. Pakiranje od 15 jastučića s prahom

#### Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

#### Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

#### Pouzdana pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

### Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Da
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Jastučići s prahom
pH vrijednost-i:	4,01 ±0,02 pH pri 25 °C
Posebne napomene:	Pripremljenu otopinu bacite nakon upotrebe
Razdoblje između servisa:	24 mjeseci
Region:	EU
Volument/ veličina paketa:	15 pcs