



Jastučići s puferom u prahu, pH 7,00 označeni žutom bojom, pakiranje od 250 kom

Proizvod #:

2227064

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna

Opasno po zdravlje



Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

pH pufer jastučići s prahom za kalibraciju pH elektrode. Svaki jastučić s prahom služi za pripremu 50 mL svježe pufer otopine. Označeno bojom radi lakše identifikacije (žuto). pH je $7,00 \pm 0,02$ pri 25 °C. Pakiranje od 250 jastučića s prahom

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

Pouzdanost pakiranja

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Da
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Jastučići s prahom
Parametar:	pH
pH vrijednost-i:	$7,00 \pm 0,02$ pH pri 25 °C
Posebne napomene:	Pripremljenu otopinu bacite nakon upotrebe
Volument/ veličina paketa:	250 komada