



Be Right™



Jastučići s puferom u prahu, pH 7,00 označeno žutom bojom, pakiranje od 50 komada

Proizvod #:

2227066

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

pH pufer jastučići s prahom za kalibraciju pH elektrode. Svaki jastučić s prahom služi za pripremu 50 mL svježe pufer otopine. Označeno bojom radi lakše identifikacije (žuto). pH je $7,00 \pm 0,02$ pri 25 °C. Pakiranje od 50 jastučića s prahom

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

Pouzdana pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

| | |
|----------------------------|--|
| Čuvanje uređaja: | 10 – 25 °C (zaštite od svjetlosti) |
| Kodirani po boji?: | Da |
| NIST sljedivo: | Da |
| Opis: | pH pufer reagens za kalibraciju |
| Package settings: | Jastučići s prahom |
| pH vrijednost-i: | $7,00 \pm 0,02$ pH pri 25 °C |
| Posebne napomene: | Pripremljenu otopinu bacite nakon upotrebe |
| Volument/ veličina paketa: | 50 komada |

Potrebni dodaci

- Čaša za kalibriranje pH elektrode, žuta, 30 mL, komplet od 80 komada (Item SM5012)
- Wipes, Disposable, 11 x 22 cm, 280/pk (Item 2096900)
- Clippers (Shears) (Item 2369400)