



Be Right™



## Jastučići s puferom u prahu, pH 7,00 označeno žutom bojom, pakiranje od 50 komada

Proizvod #:

2227066

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



### Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

pH pufer jastučići s prahom za kalibraciju pH elektrode. Svaki jastučić s prahom služi za pripremu 50 mL svježe pufer otopine. Označeno bojom radi lakše identifikacije (žuto). pH je  $7,00 \pm 0,02$  pri 25 °C. Pakiranje od 50 jastučića s prahom

#### Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

#### Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

#### Pouzdana pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

---

### Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Da
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Jastučići s prahom
pH vrijednost-i:	$7,00 \pm 0,02$ pH pri 25 °C
Posebne napomene:	Pripremljenu otopinu bacite nakon upotrebe
Razdoblje između servisa:	24 mjeseci
Region:	EU
Volumen/ veličina paketa:	50 pcs

---

### Potrebni dodaci

- Čaša za kalibriranje pH elektrode, žuta, 30 mL, komplet od 80 komada (Item SM5012)
- Beaker Holder (Item 923-556)