



## Jastučići s puferom u prahu, pH 10,01 označeno plavom bojom, pakiranje od 15 komada

**Proizvod #:**

2227195

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



### Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

pH pufer jastučići s prahom za kalibraciju pH elektrode. Svaki jastučić s prahom služi za pripremu 50 mL svježe pufer otopine. Označeno bojom radi lakše identifikacije (plavo). pH je 10,01  $\pm$ 0,02 pri 25 °C. Pakiranje od 15 jastučića s prahom

#### Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

#### Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

#### Pouzdanost pakiranja

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

---

### Specifikacije

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Čuvanje uređaja:          | 10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)       |
| Kodirani po boji?:        | Da                                         |
| NIST sljedivo:            | Da                                         |
| Opis:                     | pH pufer reagens za kalibraciju            |
| Package settings:         | Jastučići s prahom                         |
| pH vrijednost-i:          | 10,01 $\pm$ 0,02 pH pri 25 °C              |
| Posebne napomene:         | Pripremljenu otopinu bacite nakon upotrebe |
| Volumen/ veličina paketa: | 15 komada                                  |