



Kompleti pH pufera za jednokratnu upotrebu Singlet, pH 7,00 i 10,01, pakiranje/2x10

Proizvod #: 2769820
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna

Paketi otopine Singlet

Standardna pH pufer otopina za kalibraciju pH elektrode. Hermetički zatvorene vrećice od folije s pH puferima. pH je $\pm 0,02$ pri 25 °C. Pakiranje od 10 komada s pH 7,00 i 10 komada s pH 10,01, 20 mL svaka

Idealno za analize na lokaciji

Hermetički zatvorene vrećice jednostavne su za prijevoz – bez opasnosti od prolijevanja.

Jednostavno za upotrebu

Samo otvorite vrećicu i umetnite elektrodu.

Svježe i pouzdano

Vrećice od folije sprječavaju kontaminaciju i izloženost zraku.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Da
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Singlet
pH vrijednost-i:	7,00 i 10,01 $\pm 0,02$ pH pri 25 °C
Posebne napomene:	Otopinu bacite nakon upotrebe
Volument/ veličina paketa:	20 komada