



Pufer otopina, pH 4,01 ± 0.02, 500 mL

Proizvod #: 1222349
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

Standardna pH pufer otopina za kalibraciju pH elektrode. Bezbojna pH pufer otopina. pH je 4,01 ±0,02 pri 25 °C. Boca od 500 mL

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

Pouzdanost pakiranja

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Ne
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Boca
pH vrijednost-i:	4,01 ±0,02 pH pri 25 °C
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 6 mjeseci
Volumen/ veličina paketa:	500 mL