



Be Right™



Komplet pufer otopine, označeno bojom, pH 4,01, pH 7,00 i pH 10,01, 4 L

Proizvod #: 2507200

NEDOSTUPAN ARTIKL
Ovaj artikl više nije dostupan.

Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

Komplet standardne pH pufer otopine za kalibraciju pH elektrode. Preporučeno pakiranje od 3 komada pH pufer otopine označene bojom radi lakše identifikacije. pH je $\pm 0,02$ pri 25 °C. Boce od 4 L s pH 4,01, 7,00 i 10,01. Praktična veličina pakiranja za laboratorije koji provode pH ispitivanja značajnog volumena.

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

Pouzdana pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Uštedite kupnjom 3 pakiranja pH pufera!

Smanjenje troškova za 33 % u odnosu na kupnju jedne boce

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Da
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Boca
pH vrijednost-i:	4,01, 7,00 i 10,01 $\pm 0,02$ pH pri 25 °C
Razdoblje između servisa:	(pogledajte pojedinačno)
Region:	US
Volumen/ veličina paketa:	4 L