



Otopina za čišćenje elektrode za redovito održavanje, 500 mL

Proizvod #:

2965249

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Otopina za čišćenje elektrode za redovito čišćenje pH elektrode. Prikladna za lagano čišćenje pH senzora nakon upotrebe u uzorcima čiste vode. Boca od 500 mL.

Specifikacije

Formula:	KATHON CG, DECONEX 11
Opis:	Redovito čišćenje
Platforma:	Otopina
Solution Type:	Čišćenje
Volument/ veličina paketa:	500 mL