



Standardna otopina klorida, 1000 mg/L, 500 mL

Proizvod #: 18349
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Standardne otopine za ionsku selektivnu elektrodu (ISE) za laboratorijske analize

ISE standardna otopina. Klorid, 1000 mg/L ± 10 mg/L Cl^- (NIST). Boca od 500 mL

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Vrlo je važno da uvijek provodite mjerenja koja će dati pouzdane rezultate. Ključna je kvaliteta standardnih otopina koje se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja s ionskim selektivnim elektrodama (ISE) jest dobro održavanje i kalibracija ionske selektivne elektrode.

Pouzdana pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Koncentracija:	1000 mg/L ± 10 mg/L Cl^-
Opis:	Standardna otopina klorida kao Cl^- (NIST)
Package settings:	Boca
Parametar:	Klorid
Platforma:	Otopina
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 3 mjeseca
Volumen/ veličina paketa:	500 mL

Potrebni dodaci

- Chloride Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100 (Item 2318069)