



Standardna otopina natrija, 1000 mg/L, 500 mL

Proizvod #: 1474949
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Standardne otopine za ionsku selektivnu elektrodu (ISE) za laboratorijske analize

ISE standardna otopina. Natrij, 1000 mg/L Na⁺ (NIST). Boca od 500 mL

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Vrlo je važno da se uvijek možete pouzdati u rezultate mjerenja koja provodite. Ključna je kvaliteta standardnih otopina koje se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja s ionskim selektivnim elektrodama (ISE) jest dobro održavanje i kalibracija ionske selektivne elektrode.

Pouzdana pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Koncentracija:	0,0435 mol/L ± 0,0004 mol/L Na ⁺
Package settings:	Boca
Parametar:	Natrij
Platforma:	Otopina
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 3 mjeseca
Volumen/ veličina paketa:	500 mL