



Standardna otopina amonijaka, 10 mg/L, 500 mL

Proizvod #: 15349
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Standardne otopine za ionsku selektivnu elektrodu (ISE) za laboratorijske analize

ISE standardna otopina. Amonijak, 10,0 mg/L $\pm 0,5$ mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$. Boca od 500 mL

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja s ionskim selektivnim elektrodama (ISE) jest dobro održavanje i kalibracija ionske selektivne elektrode.

Pouzdanost pakiranja

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Koncentracija:	10 mg/L
Opis:	Standardna otopina dušika - amonijaka, 10 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$, 500 mL
Package settings:	Boca
Parametar:	Amonij
Platforma:	Otopina
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 3 mjeseca
Volument/ veličina paketa:	500 mL