



Quantab trake za testiranje klorida, 300-6.000 mg/L

Proizvod #: 2751340
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Idealno za brzo količinsko određivanje rezultata; jednostavno uronite traku u uzorak i usporedite dužinu promijenjene boje s ispisanom skalom, Quantab titratori

Specifikacije

Broj testova:	40
Jedinica:	40 tests
Mjerni rang:	300 - 6000 ppm Cl ⁻
Najmanji korak porasta:	Koraci 100-200 ppm
Napomena:	*mg/L ukoliko nije drugačije navedeno; ppb = µg/L; ppm = mg/L; gpg = zrna po galonu (grains per gallon); 1 gpg = 17,1 mg/L ili 17,1 ppm.
Naziv metode:	Traka za titraciju
Parametar:	Klorid - kao Cl ⁻
Platforma:	Testne trakice-Test Strip
Test Kit Model:	Quantab® **