



Stalak, epruveta, polietilen, 30 mm (vanjski promjer), 21 otvora

Proizvod #:

2497904

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna

Stalak s 21 mjesta od posebne je smjese od polipropilena koja tone u vodi, osiguravajući neplutanje kad je uronjen. Može se staviti u autoklav. Može se slagati jedno na drugo i staviti u autoklav. Ukupne dimenzije: 24,6x10,7x6,4 cm (9,7x4,2x2,5"). Boja može varirati.

Specifikacije

Aranžman testova:	3 x 7
Promjer:	30 mm
Rupe za testove:	21
Volumen/ veličina paketa:	1 each