



Komplet reagensa za silicij za 5500sc

Proizvod #:

6783600

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna

Opasno po zdravlje



Potpun komplet reagensa i standarda za analizator za silicij 5500sc.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:

Čuvati spremnike dobro zatvorene na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštititi od vlage.

Parametar:

Silicij

Uređaj:

5500sc silicija