



## MICRO DIST® blok, digitalno, kompletna jedinca, 220 VAC s dodatnim priborom

Proizvod #:

MDI001

**NEDOSTUPAN ARTIKL**

Ovaj artikl više nije dostupan.

### Cjelovito rješenje za automatsku analizu.

Destilirajte do 21 uzoraka za cijanide, sulfide i amonijak unutar 30 minuta pomoću MICRO DIST® sustava za destilaciju. Povećajte preciznost pomoću visoko-kontaktnog blok grijača s kontrolom temperature. Povećajte produktivnost - može se destilirati više od 100 uzoraka po danu.

**Povećajte preciznost**

**Povećajte produktivnost**

**Manje opasno**

**USEPA odobrenje je u tijeku**

---

### Specifikacije

Električne specifikacije:

230V 50/60Hz 5A