



Intellical SKLOP, LEŽAJ, LBOD

Proizvod #:

5850800

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna

Zamjenski sklop za miješanje za IntelliCAL™ LBOD101 sondu. LBOD101 mjeri otopljeni kisik za određivanje biokemijske potrebe za kisikom (BOD - Biochemical Oxygen Demand) u BOD bocama u BOD5 primjenama za testiranje.

Specifikacije

Konektori:

HQD specific