



ROBUSNA KUTIJA ZA TEREN, SREDNJA Rugged field case (size medium)

Proizvod #: 8505500

NEDOSTUPAN ARTIKL
Ovaj artikl više nije dostupan.

Robusne kutije za teren

Includes empty case and insert for meter and probe storage, 4 x containers for sample collection, and 1 x 500mL wash bottle. For 2 outdoor probes with 5m cable.

Robusna kutija za teren ima korisnički prilagođene pjenaste umetke za držanje mjerača, sonde i dodatnog pribora sigurno na mjestu. Drži dvije robusne sonde s kabelom duljine 5 m.

Sveobuhvatne izdržljive robusne kutije za teren praktične su i uključuju prostor za spremnike za prikupljanje uzoraka, mjerač i robusne sonde

Izdržljivi jednoliki pjenasti umetci drže mjerač i sonde sigurno na mjestu

Specifikacije

Dimenzije (V x Š x D): 420 mm x 458 mm x 216 mm