



3x10 mL tiskane cijevi, za prijenosnu pH kalibraciju, US

Proizvod #:

LZW9137.97

NEDOSTUPAN ARTIKL

Ovaj artikl više nije dostupan.

Prijedlog zamjene:

- LZW9137.98

Komplet od 3 x 10 mL tiskane cijevi za prijenosnu kalibraciju pH-mjerača PH25, označene žutom bojom pH7

10 mL tiskane cijevi za sensION™+ prijenosnu pH kalibraciju. Komplet od 3.