



## Igličasti pisač, RS232, 100-230 V, europski utikač, sensION+, Hach TitraLab

Proizvod #:

LZW8200.99

**NEDOSTUPAN ARTIKL**

Ovaj artikl više nije dostupan.

Prijedlog zamjene:

- LZW8204.99

Igličasti pisač, 40 stupaca, RS 232 sučelje i kabel za spajanje na sensION+ instrumente (isporučen s 1 rolom papira).

Igličasti pisač, RS 232, za sensION™+ instrumente.