



Laboratorijska ubodna pH elektroda Intellical PHC108 od nehrđajućeg čelika, kabel od 1 metra

Proizvod #: PHC10801
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Intellical PHC108 je digitalna kombinirana ubodna pH elektroda s obojenim elektrolitom (polimer) koji ne treba puniti, s keramičkom iglom i otvorenim referentnim razdjelnicima te ugrađenim temperaturnim senzorom. PHC108 ima tijelo od nehrđajućeg čelika koje se lako čisti i savršena je za upotrebu u prehrambenoj industriji. Zahvaljujući staklenom senzoru u obliku koplja PHC108 je posebno osmišljena za mjerenje pH u polukrutim uzorcima. PHC108 nije pogodna za upotrebu s organskim otapalima, niskom ionskom jakosti ili uzorcima s visokim udjelom lužnatih tvari.

Digitalne sonde Intellical pružaju najbolju mogućnost praćenja povijesti mjerenja

Pohranjeno vrijeme i datum za svako mjerenje, korisnik i ID uzorka, povijest kalibracije, parametar i serijski broj sonde

Digitalne sonde Intellical upozoravaju korisnika kada je potrebno ponoviti kalibraciju

Nije potrebno nagađati kako bi se dobili najpouzdaniji i točni rezultati sa svakim mjerenjem.

Digitalne sonde Intellical mogu se premještati s jednog na drugi mjerač bez potrebe za ponovnom kalibracijom ili ponovnim unosom postavki mjerenja

Idealno za upotrebu gdje ima više korisnika i više laboratorija HQD serije te prijenosnih mjerača.

Digitalne elektrode Intellical mogu se premještati s jednog mjerača na drugi bez potrebe za ponovnom kalibracijom ili ponovnim unosom postavki mjerenja

Specifikacije

Accuracy:	±0,02 pH
Duljina:	182 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	12 mjeseci
Komplet?:	Ne
Masa:	0,1 kg
Method Type:	Laboratorij: RedRod / punjivi referentni element
Mjerni rang:	2 - 12 pH
Parametar:	pH
Posebna značajka:	Za polukrute medije/uzorke
Primjena:	Bušenje / Polu-čvrsto
Product Kit:	Model: PHC108
	Uključena dodatna oprema: ništa
Reference system:	Ag/AgCl
Resolution:	0,001/0,01/0,1

Sensor material:	Nehrđajući čelik
Sodium (Alkalinity) error:	<0,1 pH pri pH 11 u 0,1 M NaCl
Spoj:	Porozni igličasti/pin & Otvoreni spojevi
Što je u pretincu:	Laboratorijska pH elektroda Intellical PHC108 sa štitnikom za skladištenje, kabel od 1 metra, certifikat testiranja i osnovni korisnički priručnik.
Temperaturna rezolucija:	0,1 °C
Temperaturna točnost:	± 0,3 °C
Temperaturni rang:	0 - 60 °C
Termistor:	ATC
Test requirements:	Potreban parametar: pH
	Minimalna dubina uzorka (mm): 15
Vrsta elektrode:	Referentni element s gelom koji ne treba puniti
Vrsta senzora:	pH staklo
Vrsta sonde:	Standardna

Što je u pretincu

Laboratorijska pH elektroda Intellical PHC108 sa štitnikom za skladištenje, kabel od 1 metra, certifikat testiranja i osnovni korisnički priručnik.