



FerroVer jastučići s reagensom za željezo u prahu, 10 mL, komplet od 100 komada

Proizvod #:

2105769

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Reagensi u prahu u zapečaćenim paketima za određivanje željeza, FerroVer metoda. Za uzorak od 10 mL. komplet od 100 komada.

Specifikacije

Broj metode:	8008
Broj testova:	100
Čuvanje uređaja:	10 °C - 25 °C
EPA compliant:	Da
Mjerni rang:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Naziv metode:	FerroVer
Opis:	FerroVer jastučići s reagensom u prahu za željezo, 10 mL
Parametar:	Željezo
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Potrebna digestija:	za ukupno željezo
Uređaj:	Sve osim DR/3000, DR/2000
Volument/ veličina paketa:	100 u kompletu