



CuVer 1 jastučići s reagensom u prahu za bakar, 10 mL, komplet od 100 komada

Proizvod #:

2105869

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Reagens u prahu u zapečaćenim paketima za određivanje bakra, bicinkoninat metoda. Za uzorak od 10 mL.

Specifikacije

Broj metode:	8506
Broj testova:	100
EPA compliant:	Da
Mjerni rang:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Naziv metode:	Bicinkoninat
Parametar:	Bakar
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Uređaj:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Volument/ veličina paketa:	100 /pk