



Komplet reagensa za mangan, LR, PAN 10 mL

Proizvod #:

2651700

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Samostalne boce na kapaljku i reagensi s prahom u zapečaćenom pakiranju

Komplet sadrži: alkal. Reagens za cijanid (2122326) 50 mL, askorbinska kiselina (1457799), PAN-indikator otopina (2122426) 50 mL

Specifikacije

Broj metode:	8149
Broj testova:	50
Mjerni rang:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Naziv metode:	PAN
Opis:	Komplet reagensa za mangan
Parametar:	Mangan
Posebne napomene:	Komplet sadrži: alkal. Reagens za cijanid (2122326) 50 mL, askorbinska kiselina (1457799), PAN-indikator otopina (2122426) 50 mL
Uređaj:	Sve osim DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Volumen uzorka:	50 mL