



DPD jastučići s reagensom u prahu za slobodni klor, 10 mL, komplet od 100 komada

Proizvod #:

2105569

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Reagensi u prahu u zapečaćenim paketima za određivanje slobodnog klora DPD metodom. Za uzorak od 10 mL.

Specifikacije

Broj metode:	8021
Broj testova:	100
Čuvanje uređaja:	10 °C - 25 °C
EPA compliant:	Da
Mjerni rang:	10 mL
Naziv metode:	DPD
Opis:	DPD jastučići s reagensom u prahu za slobodni klor, 10 mL
Parametar:	Klor, slobodni
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Uređaj:	Sve osim DR/3000, DR/2000