



DPD jastučići s reagensom u prahu za ukupni klor, 10 mL, komplet od 1.000 komada

Proizvod #:

2105628

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



DPD jastučići s reagensom u prahu za određivanje ukupnog klora. Mjerni raspon od 0,02 do 2,00 mg/L Cl₂. Za uzorak od 10 mL.

Specifikacije

Broj metode:	8167
Broj testova:	1000
Čuvanje uređaja:	10 - 25 °C
EPA compliant:	Da
Mjerni rang:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Naziv metode:	DPD
Parametar:	Klor, ukupni
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Uređaj:	Sve osim DR/3000, DR/2000