



DPD jastučići s reagensom u prahu za slobodni klor, 25 mL, komplet od 100 komada

Proizvod #:

1407099

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Reagensi u prahu u zapečaćenim paketima za određivanje slobodnog klora DPD metodom. Za uzorke od 25 mL.

Specifikacije

Broj metode:	10245
Broj testova:	100
Čuvanje uređaja:	10 °C - 25 °C
EPA compliant:	Da
Mjerni rang:	25 mL
Mjerni rang (2):	0,05 - 4,00 mg/L Cl ₂
Napomena:	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Naziv metode:	DPD
Opis:	PDP jastučići s reagensom u prahu za slobodni klor, 25 mL
Parametar:	Klor, slobodni
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Uređaj:	Sve