



DPD reagens za slobodni klor, Swiftest (TM) dispencerska bočica na dopunjavanje, 250 testova

Proizvod #:

2105560

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Nije prikazan datum isporuke



DPD zamjenska dispencerska bočica za reagens za određivanje slobodnog klora, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Specifikacije

Broj metode:	8021
Broj testova:	250
EPA compliant:	Da
Mjerni rang:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Naziv metode:	DPD
Parametar:	Klor, slobodni
Platforma:	Swiftest

Potrebni dodaci

- DPD reagens za slobodni klor, Swiftest (TM) dispencer (Item 2802300)