



Be Right™



Jastučići s DEHA reagensom 1 u prahu, 3 - 450 µg/L DEHA

Proizvod #: 2167969
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna

Reagens u prahu u zapečaćenim paketima za određivanje sredstva za apsorpciju kisika metodom redukcije željeza. komplet od 100 komada.

Specifikacije

Broj metode:	8140
Broj testova:	50
Mjerni rang:	15 — 1000 µg/L metil etil ketoksim (MEKO)
Mjerni rang (2):	5 — 600 µg/L karbohidrazida
Naziv metode:	Redukcija željeza
Opis:	Jastučići s DEHA reagensom 1 u prahu
Parametar:	Sredstva za apsorpciju kisika
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Volument/ veličina paketa:	komplet od 100 komada

Potrebni dodaci

- Zaštitne rukavice veličine L, plave, nitril, bez pudera, 50 komada (Item SM743L)