



KPK TNT, 0-1.500 mg/L O₂

Proizvod #:

2125951

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Kivetni test (Ø 16 mm) u potpunosti je opremljen svim reagensima, optimiziran za pouzdane rezultate mjerenja i jednostavno rukovanje. TNT = Test 'N Tube

TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.

Specifikacije

Broj metode: 8000

Broj testova: 25 (potrebna je 1 kiveta za "nulu")

Čuvanje uređaja: 15 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)

Mjerni rang: 20 – 1500 mg/L O₂

Naziv metode: Dikromat

Parametar: KPK

Platforma: Test 'N Tube

Posebne napomene: TNT proizvodi veličine 16 mm mogu se očitati samo na uređaju DR900. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom timu za tehničku podršku.