



Komplet reagensa za cijanid, jastučići s prahom, 0,002-0,240 mg/L CN

Proizvod #:

2430200

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Reagensi u prahu u zapečaćenim paketima za određivanje cijanida, piridin-pirazolon metoda. Za uzorak od 10 mL. 100 testova.

Specifikacije

Broj metode:	8027
Broj testova:	100
Mjerni rang:	10 mL
Naziv metode:	Piridin-pirazolon
Parametar:	Cijanid
Platforma:	Praškasti reagensi PP