



Standardna otopina za vodljivost navedena u sklopu ovlaštenih referentnih materijala CRM od 25 $\mu\text{S}/\text{cm}$, NaCl, 250 mL

Proizvod #:

S51M013

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Ovlašteni referentni materijal CRM u skladu s EN ISO 17034

Standardna otopina za vodljivost navedena u sklopu ovlaštenih referentnih materijala CRM u skladu s DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) s točnom vrijednosti vodljivosti koju navodi certifikat analize*. Jamčen vijek trajanja zahvaljujući hermetički zatvorenom aluminijskom pakiranju. Otopina za vodljivost natrijeva klorida (NaCl): 25,0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ $\pm 5\%$ ($k=2$) pri 25 °C, staklena boca od 250 mL.

*Dostupno za preuzimanje sa stranice www.hach.com/CoA.

Ovlašteni proizvođač referentnih materijala

Tvrtku Hach ovlašćuje njemačko tijelo za akreditaciju DAkkS u svojstvu registriranog proizvođača referentnog materijala u skladu s DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00). Laboratorij za kalibraciju tvrtke Hach koji se nalazi u Berlinu registriran je u skladu s DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

U cijelosti sljedivi standardi

Upotreba standarda koje su proizveli ovlašteni proizvođači referentnih materijala daje vam potpuno povjerenje u lanac sljedivosti i izračunata odstupanja.

Jamčen vijek trajanja od 1 godine

Svaki se standard dostavlja u staklenoj boci čime se jamči sigurno skladištenje.

Prije prvog otvaranja ovlaštena vrijednost je zajamčena u trajanju od 1 godine od datuma izdavanja certifikata.

Preuzimanje certifikata

Svaki standard ima svoj certifikat o analizi koji možete preuzeti na internetskoj stranici tvrtke Hach.

Dokazana sljedivost

Svaki standard ima svoj certifikat o sukladnosti i sljedivosti koji možete preuzeti na internetskoj stranici tvrtke Hach. Upotreba standarda koje su proizveli ovlašteni laboratoriji daje vam potpuno povjerenje u lanac sljedivosti i izračunata odstupanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Formula:	NaCl
Koncentracija:	25,0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ $\pm 5,0\%$ pri 25 °C
Naziv metode:	Standard solution verified by Reference Materials Laboratory
NIST sljedivo:	Da
Opis:	Conductivity calibration solution
Package settings:	Boca

Parametar:	Vodljivost
Platforma:	Otopina
Volumen/ veličina paketa:	250 mL