



Be Right™



## Otopina za čišćenje elektrode, RENOVO.N, za uzorke čiste vode, 250 mL

Proizvod #:

S16M001

Opasno po zdravlje

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Otopina za čišćenje elektrode za redovito čišćenje pH senzora. Prikladna za lagano čišćenje pH senzora nakon upotrebe u uzorcima čiste vode. Boca od 250 mL.

### Specifikacije

Formula:	KATHON CG, DECONEX 11
Opis:	Nakon mjerenja u vodenim otopinama, elektrodu je dovoljno očistiti blagom otopinom poput RENOVO.N.
Parametar:	Otopina za čišćenje
Razdoblje između servisa:	18 mjeseci od datuma proizvodnje
Solution Type:	Čišćenje
Volument/ veličina paketa:	250 mL