



Otopina za čišćenje elektrode, RENOVO.X extra strong, 250 mL

Proizvod #:

S16M002

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Otopina za čišćenje elektrode za uklanjanje teških naslaga bjelančevina. Prikladno za čišćenje pH senzora nakon upotrebe u nečistoj vodi ili biološki aktivnim uzorcima.

Specifikacije

Formula:	Natrijev hipoklorit
Opis:	Na primjer, kada otopine sadrže bjelančevine, potrebna su snažnija sredstva za čišćenje.
Parametar:	Otopina za čišćenje
Solution Type:	Čišćenje
Volument/ veličina paketa:	250 mL