



Jastučići s reagensom u prahu NitraVer 5 za nitrate, 0,1 - 10 mg/L NO₃-N

Proizvod #:

1403499

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Reagens u prahu u zapečaćenim paketima za određivanje nitrata. Za uzorak od 25 mL, 100 komada.

Specifikacije

Broj metode:	8171 MR
Broj testova:	100
Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C
Mjerni rang:	0,3 - 30,0 NO ₃ -N
Mjerni rang (2):	0,1 - 10,0 mg/L NO ₃ -N
Naziv metode:	Redukcija kadmijem
Opis:	Jastučići s reagensom u prahu NitraVer 5 za nitrate, 25 mL
Parametar:	Nitrat
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Uređaj:	DR/3000, DR/2000
Volumen/ veličina paketa:	100 u kompletu