



NitraVer 5 jastučići s reagensom u prahu za nitrate, 10 mL, komplet od 100 komada

Proizvod #:

2106169

EUR Cijena:
Dostupno

Kontaktirajte nas

Opasno po zdravlje



Reagens u prahu u zapečaćenim paketima za određivanje nitrata metodom redukcije kadmijem. Za uzorak od 10 mL, 100 komada.

Specifikacije

Broj metode:	8171 MR
Broj testova:	100
Čuvanje uređaja:	10 °C - 25 °C
Mjerni rang:	0,3 - 30,0 mg/L NO ₃ -N
Mjerni rang (2):	0,1 - 10,0 mg/L NO ₃ -N
Naziv metode:	Redukcija kadmijem
Opis:	NitraVer 5 jastučići s reagensom u prahu za nitrate, 10 mL HR, MR
Parametar:	Nitrat
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Reference method:	SM 4500-NO ₃ -B
Uređaj:	Sve osim DR/3000, DR/2010, DR/2000
Volumen/ veličina paketa:	100 u kompletu