



Jastučići s reagensom u prahu za amonijak salicilatom, 10 mL, komplet od 100 komada

Proizvod #:

2653299

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Reagens u prahu u zapečaćenim paketima za određivanje dušika, amonijaka (metoda salicilatom), 0,01-0,50 mg/L NH₃-N. Za uzorak od 10 mL. Komplet od 100 komada.

Specifikacije

Broj metode:	8155
Broj testova:	100
Mjerni rang:	0,01 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
Naziv metode:	Salicilat
Parametar:	Amonijak
Platforma:	Praškasti reagensi PP
Volumen/ veličina paketa:	100 /pk